

Rettungstuch / Evakuierungstuch

SRT 210 SP & SRT 215 SP nach DIN 4102 B1



SRT 210 SP mit Klettbindern zur Fixierung

Evakuierung auf einer Ebene horizontal und Fluchttreppe vertikal

Art.Nr.: 0930030

Made in Germany



SRT 215 SP mit Gurtbändern/-schalle zur Fixierung

Evakuierung auf einer Ebene horizontal und Fluchttreppe vertikal

Art.Nr.: 0930035

Made in Germany

- Funktionsfähig mit allen Bettenmodellen 90/100 x 200/210 cm Funktionsfähig mit allen vorhandenen Pflegematratten
- Sichere Bedienung durch eine Person
- Keine Beeinträchtigung der Funktionen durch vorhandene A - D Auflagen
- Funktioniert mit einteiligen und dreiteiligen Matratzensystemen
- Gleitfähig auf allen festen Unterlagen (z.B. PVC, Linoleum, Stein, Nadelfilz u.ä.)
- Gleitfähig auf trockenen und nassen Böden (Achtung: Baumwolltücher saugen sich auf nassen Böden fest!)
- Sichere Fixierung des Patienten durch integrierte Sicherheitsgurte mit Schnellverschluss
- Belastbar bis 200 kg
- Hergestellt aus einem flammhemmendem Nylon beschichtet nach DIN EN 4102 B1
- Ausstattung mit Kopfband - und Fußsteuerungsband, damit ein falsches Einlegen unmöglich ist
- Das Zugband an den Seiten dient dazu, dass damit eine Übernahme vom Rettungsdienst ohne Umlagerung möglich ist

Reinigung der Evakuierungstücher:

Als Desinfektionsmittel für die übliche Wischdesinfektion empfehlen wir bei praxisorientierten, gebrauchsfertigen Anwendungskonzentrationen u.a. Meliseptol, Spitacid, Softasept, Softaman, Biguamed, Peform oder Indicin plus. Bei einer Schlussdesinfektion muss die vorgeschriebene Einwirkzeit eingehalten werden.

- **Nahtloses Einfügen in Ihr betriebliches Konzept, da sonst die dauerhafte Nutzung fraglich wird**
- **Schulung und Ausbildung in Ihrem Haus durch den Hersteller.**



Fixieren der Patienten



Einheit Tuch/Matratze/Patient



Rettung aus Gefahrenbereich



Rettung über Treppenhaus