





Hygieneschutzbezug mit Evakuierungsausstattung HEA 212SP


(Evakuierung Horizontal / Vertikal)



Fixieren der Patienten



Einheit Tuch/Matratze/Patient



Rettung aus Gefahrenbereich



Rettung über Treppenhaus

- Verbindung von Hygieneschutzbezug und Evakuierungsausstattung mit vorbeugender Sicherheit genannt die **EVAKUIERUNGSMATRATZE**
- 3 fixier Klettbänder mit neuartiger Verarbeitung damit kann mehr Zugkraft erreicht werden und eine bessere Fixierung der Personen
- Die Anordnung der Klettbänder wurde im Verhältnis zu den Körpermaßen optimiert.
- Das Zugband wurde in den Maßen so konzipiert, dass eine minimalste Belastung (Rückenbelastung) der Einsatzkräfte gegeben ist.
- Das Zugband wurde so angepasst, dass ein optimaler Winkel, bezogen auf den Grundkörper entsteht, damit wird eine verbesserte Gleitfähigkeit erreicht da die Gleitfläche verkleinert wird.
- Das Steuerband am Fußende wurde so konzipiert, dass es zum Steuern eine ausreichende Länge hat, aber auch nicht zu Beeinträchtigungen beim Verbringen aus dem Gefahrenbereich eintreten.
- Die Anordnung der Trageschlaufen ist empirisch optimiert, um einen effizienten Transport zu sichern. Dabei sind die Abstände so gewählt, dass sich eine optimierte Kraftaufwendung bei den Einsatzkräften ergibt.
- Bei der Größe und Anordnung der Trageschlaufen wurde auch die Notwendigkeit des Transportes von schwereren Patienten berücksichtigt. So können ja nach Bedarf zwei bis vier Einsatzkräfte eine zu rettende Person tragen.
- Der Matratzenschutzbezug besteht aus pur active® exclusive 100 % PES mit einseitiger PU-Beschichtung
Atmungsaktiv, Feuchtigkeit und Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN
Virendicht- und bakterien dicht, Blut-, Sekret- und urinundurchlässig,
PVC frei, wischdesinfizierbar
schwer entflammbar nach Crib 5
Gute Hautverträglichkeit
Allergiker geeignet
- Die Evakuierungsausstattung besteht aus einem Polyamidstoff geprüft nach DIN 4102 B1 mit insgesamt 8 Tragegriffen und einem Kopfband sowie einem Fußsteuerungsband. Diese Evakuierungsausstattung kann mit Klettbänder oder Gurtschlösser ausgestattet werden.
- Unser HEA 212SP ist so ausgelegt, dass Personen bis zu einem Gewicht von 200 kg transportiert werden können.
- Waschbar bis 95 ° C und desinfizierbar